

제품명: p107 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: AP Rab15564

연구용 전용

요약

| | |
|----------|--|
| 설명 | 토끼 다클론 항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | ICC/IF, ELISA |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정치 없음 |
| 아이소타입 | IgG |
| 클론성 | 다클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 글세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액 |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|---|
| 희석 비율 | ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| 분자량 | - |

항원 정보

| | |
|--------------|--|
| 유전자명 | RBL1 |
| 다른 이름 | RBL1; Retinoblastoma-like protein 1; 107 kDa retinoblastoma-associated protein; p107; pRb1 |
| 유전자 ID | 5933.0 |
| SwissProt ID | P28749 |
| 면역원 | 이 항원은 인간 RBL1에서 유래한 항원입니다. 용액 상에서 다 메르산 범위 335-384 |

배경

이 유전자에 코딩되는 단백질은 망막종 (RB1) 유전자 돌연변이 및 기능 상실과 관련이 있습니다. RB1 유전자는 세포 주기 조절에 관여하는 것으로 보이는 종양 억제 단백질로 세포 주기의 G1/S 기에서 M 기로의 전환을 인산화 G1 기에서 탈인산화 RB1 단백질이 유전자를 억제하여 E1A 단백질 및 SV40 대형-항원 복합체를 형성할 수 있으며 SV40 대형-항원 각 단백질 인산화는 형태에 결합한다 또한

