

제품명: p19 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab15583
연구용 전용

요약

설명	토끼다클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤50%, 보오덴탈0.5%, 산구방제N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	CDKN2D
다른 이름	CDKN2D; Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor D; p19-INK4d
유전자 ID	1032.0
SwissProt ID	P55273
면역원	이 항원은 인간 CDKN2D 에서 유한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 액세스 번호: 96-145

배경


이 유전자에 코딩된 단백질은 사람 인종에서 유래하며 INK4 계열에 속합니다. 단백질은 CDK4 또는 CDK6 의 중요한 억제제이며 CDK 키아제 활성을 억제함으로써 G1 기전을 조절하는 세포 성장 조절부 기능으로 알려져 있습니다. 이 유전자 전사 발현은 세포주에 의존하는 양을 보이며 G1 기전에 가장 높은 개체 발현을 나타냅니다. 단백질은 세포주 음성 조절 인자 세포종 및 장 형을 억제하는데만 하는 것으로 알려져 있습니다. 유전자 발현은 이 유전자 두 가지 대체를 이상하게 보였습니다. [RefSeq 서열 2008 년 7 월, 가능 CDK4 및 CDK6 외강력 개성 조절이 들의

제한다. 유성 CDKN2 시퀀스의 증가 체계 체계에 속한다. 유성 4 개의 ANK 반복 시퀀스를 포함한다.

연구 분야

세포 주기 G1S; 세포 주기 G2M DNA;

이미지 데이터



과민에 포함된 인노조제에 대한 면역조직화학 분석 p19 INK4d 형식 사용. 오른쪽 그림은 합성 펩타이드 처리한 결과입니다.