

**제품명:** 판미리스토일화 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호:** APRab15723

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	중대 독감
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	130 80 35kDa

## 항원 정보


유전자명	-
다른 이름	-
유전자 ID	-
SwissProt ID	-
면역원	항미리스토일화 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



KB 및 MOUSE-LUNG 세포에 한외단분획은 1000 배 희석량을 사용하여 행었다. 야량은 1:20000 으로 하였다.