

제품명: PDGFR- β 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab15908

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
속주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르네올 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	135-180kDa

항원 정보

유전자명	PDGFRB PDGFRB; PDGFR; PDGFR1; Platelet-derived growth factor receptor beta; PDGF-R-beta;
다른 이름	PDGFR-beta; Beta platelet-derived growth factor receptor; Beta-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member B; Platelet-deri
유전자 ID	5159.0
SwissProt ID	P09619
면역원	이 항원은 인간 PDGFR 베타에 유한한 항원을 사용하였습니다. 이 단백질의 991-1040

배경

이 유전자는 혈판 유래 성장인자(PDGF) 계열 유전자에 속하며, 주로 키메라 수용체를 암호화합니다. 이 성장인자는 중추 신경계의 주요 유인물 중 하나입니다. 수용체 단백질은 결합 성장인자 중 하나이며, 종종 용해성 수용체 중

