

**제품명: RAB19** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab16777**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	23kDa

## 항원 정보


유전자명	RAB19 RAB19B
다른 이름	-
유전자 ID	401409.0
SwissProt ID	A4D1S5
면역원	인간 단백질 유한 상 펩타이드 아미노산 범위 110-190

## 배경

유점 소형 GTPase 슈퍼패밀리에 속한다. Rab 패밀리에 속한다. 유점 소형 GTPase 슈퍼패밀리에 속한다. Rab 패밀리에 속한다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



A431 세포를 워터블롯에 RAB19 항체를 1:1000 희석하여 4°C에서 1시간 반응시켰다.