

제품명: RASL10B 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab16916

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:300
분자량	22kDa

항원 정보

유전자명	RASL10B
다른 이름	RASL10B; Ras-like protein family member 10B; Ras-like protein VTS58635; Ras-related protein 17; RRP17
유전자 ID	91608.0
SwissProt ID	Q96S79
면역원	RASL10B 에너우한항원이다. 에너우한항원 80-160


배경

유점 소형 GTPase 슈퍼패밀리에 속한다. Ras 계열이다. 유점 소형 GTPase 슈퍼패밀리에 속한다. Ras 계열이다.

연구 분야

-

이미지 데이터



RASL10B 항에 대한 Western blot 분석 결과, RASL10B 단백질이 3T3 세포에서 발현된다는 것을 확인하였다.