

제품명: REXO1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab17042

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	-

항원 정보

유전자명	REXO1
다른 이름	REXO1; ELOABP1; KIAA1138; TCEB3BP1; RNA exonuclease 1 homolog; Elongin-A-binding protein 1; EloA-BP1; Transcription elongation factor B polypeptide 3-binding protein 1
유전자 ID	57455.0
SwissProt ID	Q8N1G1
면역원	이 항체는 인간 REXO1 에 유한한 항원만을 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 185-234

배경

가능한 내진 안정성을 나타내지 않는 것으로 보이며 유성 REXO1/REXO3 계열 속 다유성 핵을 억제하는 것을 포함하는 TCEA2 및 TCEB3와 상호작용하는 다중 특이성 : 도는 조직에 발현된다

