

제품명: STK36 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab18397

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴틸 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	170kDa

항원 정보

유전자명	STK36
다른 이름	STK36; KIAA1278; Serine/threonine-protein kinase 36; Fused homolog
유전자 ID	27148.0
SwissProt ID	Q9NRP7
면역원	이 항원은 인간 STK36 에서 유한 항원 펩타이드를 용해성 단백질로 생산되었습니다. [Accession: 387-436]

배경

이 유전자 서열은 인간 게놈에서 발견된 것으로 알려져 있습니다. 이 유전자는 세포 분열과 관련된 역할을 하는 단백질 유전자인 단백질 GLI 1 유전자 전사 인자 1의 조절 요소입니다. 유전자 서열은 이 유전자와 결합하여 전사 수준을 조절할 수 있을 수 있는 유전자 발현의 조절 가능성입니다. 이 유전자는 종양 억제 유전자로 알려져 있습니다. 이 유전자에 의해 생성된 단백질은 ATP + 인산염을 ADP + 인산염으로 전환시키는 효소를 코디네이트할 수 있는 효소입니다. 이 유전자에 의해 생성된 단백질은 ATP + 인산염을 ADP + 인산염으로 전환시키는 효소를 코디네이트할 수 있는 효소입니다. 이 유전자에 의해 생성된 단백질은 ATP + 인산염을 ADP + 인산염으로 전환시키는 효소를 코디네이트할 수 있는 효소입니다. [RefSeq 서열 2011년 8월, 축적량 ATP + 인산염 = ADP + 인산염]

