

제품명: SUDD 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab18430

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ELISA
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:50-1:300, ELISA 1:2000-1:20000
분자량	59kDa

항원 정보

유전자명	RIOK3
다른 이름	RIOK3; SUDD; Serine/threonine-protein kinase RIO3; RIO kinase 3; sudd homolog
유전자 ID	8780.0
SwissProt ID	O14730
면역원	이 항체는 인간 RIOK3에서 유래한 항원 펩타이드를 용해성 단백질로 생산되었습니다. 아민산 범위 271-320


배경

이 유전자는 생물학 연구에 사용되는 곰팡이 *Aspergillus nidulans*의 SUDD 단백질 유전자에 해당합니다. SUDD 단백질은 특정 온도에서 방류 시 세포 분열을 억제하는 열에 민감한 bimD6 돌연변이 유전자에 의해 암호화됩니다. 이 유전자의 기능은 아직 밝혀지지 않았습니다. [RefSeq 제공 2008년 7월] 축적형 ATP + 맨질 = ADP + 인산. 맨질 유성 단백질 키나제. 이 단백질은 여러 RIO 형식과 관련된 키나제 계열 유성 1 개 단백질 키나제 계열을 포함하는 조직 특이성 광범위하게 분포된


연구 분야

후유전학, 핵산, 단백질, 유체, 주, 골격, 단백질, 신호, 단백질, 인화, 세포, 면역, 키, 억제, 억제, 억제

이미지 데이터



RIOK3 항체를 사용하여 HepG2 세포 용출물을 위한 블롯 분석을 다. 오른쪽은 항체로 처리했습니다.



RIOK3 항체를 사용하여 HeLa 세포 용출물을 위한 블롯 분석을 다.