

제품명: TAGAP 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab18628

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

항원 정보

유전자명	TAGAP
다른 이름	TAGAP; TAGAP1; FKSG15; T-cell activation Rho GTPase-activating protein; T-cell activation GTPase-activating protein
유전자 ID	117289.0
SwissProt ID	Q8N103
면역원	이 항체는 인간 TAGAP 에서 유한한 항원 부위를 사용하여 생성되었습니다. 아미노산 범위 191-240

배경


이 유전자는 Rho GTPase 활성화 단백질 교환자(ARHGAP) 계열에 속하며, 암호화 단백질은 Rho GTPase 활성화 단백질 교환자(ARHGAP) 계열에 속하며, 유전자 변형은 유전자 변형 단백질 발현을 통한 이 질병과 관련될 수 있습니다. 대체 스플라이싱으로 인해 다른 아형을 암호화하는 여러 전사 변형이 생성됩니다. [RefSeq 제 2013 년 7 월, 기능 GTPase 활성화 단백질 교환자이며 세포 신호 전달에 중요한 역할을 할

수용체, 유성1 개 Rho-GAP 단백질을 포함한다

연구 분야

신호전달 2 차전달자 뉴클레오타이드전달자 GTP; 신호전달 경로 G 단백질신호전달 소행G 단백질

이미지 데이터



TAGAP 항체를 통한 세포내막간 유압조각면조직화 분석은 조직 특이성 및 특이성으로 나타내었다.