

제품명: TCAL7 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab18717

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	11kDa

항원 정보


유전자명	TCEAL7
다른 이름	-
유전자 ID	56849.0
SwissProt ID	Q9BRU2
면역원	인간 단백질은 분량 1-50 의 일부를 사용하십시오

배경

가능 전 조절에 관여하는 유성 TFS-II 계열 TFA 하위 계열에 포함 가능 전 조절에 관여하는 유성 TFS-II 계열 TFA 하위 계열에 포함

연구 분야

이미지 데이터



SH-SY5Y 세포 용출액에 대한 TCAL7 항체 농도는 1:1000으로 희석하여 4°C에서 1시간 반응시켰다.