

**제품명: TERT** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab18799**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인, 쥐, 마우스
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	130kDa


## 항원 정보

유전자명	TERT
다른 이름	TERT; EST2; TCS1; TRT; Telomerase reverse transcriptase; HEST2; Telomerase catalytic subunit; Telomerase-associated protein 2; TP2
유전자 ID	7015.0
SwissProt ID	O14746
면역원	이 항원은 인간 TERT 의 C-말단 부에서 유한 항원 펩타이드를 용해 생성되었다. 미신번호: 931-980


## 배경

텔로머라제는 텔로미어 말단에 TAGGG 반복을 첨가하여 텔로미어를 유지하는 리아제 단백질 효소입니다. 이 효소는 역전사 효소를 가진 단백질 복합체(핵심)와 텔로미어 반복 삽입 주형 역할을 하는 RNA 상으로 구성됩니다. 텔로머라제 복합체는 세포 노화 중 역할을 하며 출생 후 체내에서 정상적으로 유지되며, 전적으로 텔로미어 길이를 조절하는 임박한 관련될 수 있습니다. 상위에 대한 텔로머라







파킨슨병인양 위조직 면역조직화학분석, 항체는1:100 으로하였다



파킨슨병인양 위조직 면역조직화학분석1. 항체는1:100 으로하였다4°C 에서하룻밤동안보양했다2. 고압및고온EDTA 용액(pH 8.0)을사용하여항체를회수했다3. 이항체는1:200 으로하였다실온에서30 분보양했다



파킨슨병인양 위조직 면역조직화학분석1. 항체는1:100 으로하였다4°C 에서하룻밤동안보양했다2. 고압및고온EDTA 용액(pH 8.0)을사용하여항체를회수했다3. 이항체는1:200 으로하였다실온에서30 분보양했다



파킨슨병인양 위조직 면역조직화학분석1. 항체는1:100 으로하였다4°C 에서하룻밤동안보양했다2. 고압및고온EDTA 용액(pH 8.0)을사용하여항체를회수했다3. 이항체는1:200 으로하였다실온에서30 분보양했다