

제품명: TIM-1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab18941

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:300
분자량	40-50kDa

항원 정보

유전자명	HAVCR1 Hepatitis A virus cellular receptor 1 (HAVcr-1) (Kidney injury molecule 1) (KIM-1) (T-cell
다른 이름	immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1) (TIMD-1) (T-cell membrane protein 1) (TIM-1) (TIM)
유전자 ID	26762.0
SwissProt ID	Q96D42
면역원	아미노산 범위 40-100 의 인간 단백질로부터 합성된 펩타이드

배경


이 유전자 코딩 단백질은 인간 헤르페스 바이러스 A 형 감염 바이러스 (HHAV) 의 TIMD4 도메인 단백질 수용체이다. 단백질은 선 및 말초 기관의 조직 조직에 존재할 수 있으며, 특히 HHAV 감염은 림프계에서 이 도메인 보호

과제자는 MTTVP 에디션 1을 유전자 삽입자를 나타낸다. 이 유전자의 대체를 상모에 의해 전사본이 생성된다. 관련 유전자는 4 번 12 번 및 19 번 염색체에 위치한다. [RefSeq 제 2015 년 4 월, 기능 T-helper 세포를 발현하고 알파 1 접합 조직에 역할을 할 수 있다. TIMD4 수용체 유전자. 인 A 형 인플루엔자 (H1N1) 감염 시 바이러스에 대한 세포 표면 수용체 역할을 한다. . 특정 H1N1 항원은 Met-Thr-Thr-Val-Pro-157 ins 및 Met-Thr-Thr-Thr-Val-Pro-157 ins 변형은 간에서 바이러스에 대한 보호를 제공한다. 현재 인플루엔자 HAV 항원 수용을 감소시켜 바이러스의 상모 및 바이러스에 대한 접합 조직의 발현을 증가시킬 수 있다. 유전자 변형은 바이러스 인자 및 바이러스에 대한 HAV 감염에 영향을 미치지 않는다. 유성 면역 반응을 수포막 (TIM) 계열에 포함한다. 유성 1 개 Ig 유 V 형 면역 반응 유) 포함한다. 조직형 신장 조직에서 가장 높은 수준으로 발현된다. 항원 CD4+ T 세포 보조 세포를 발현하는 등 인플루엔자 단백질

연구 분야

면역학

이미지 데이터



KB HeLa 293T 마우스 뇌 용해물을 면역 블롯 분석에서 항체는 1000 배 희석되고, 차항체는 1:20000 으로 희석되었다.