

**제품명: TSYL2** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab19383**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	76kDa

## 항원 정보

유전자명	TSPYL2 CDA1 DENTT TSPX HRIHFB2216
다른 이름	-
유전자 ID	64061.0
SwissProt ID	Q9H2G4
면역원	인간 단백질 일부에서 유래한 합성 펩타이드


## 배경

이 유전자는 환형 단백질(TSPY)-연딩 TSPY 유사 SET/뉴클레오솜 조절 단백질 슈퍼family 구성을 암호화한다. 암호화 단백질은 핵에 위치하여 크로마틴 리모델링 및 핵 주 전행역제를 수행한다. 단백질은 종종 억제에 관여한다. [RefSeq 제 2009 년 9 월, 기능 생체 분자학에 반응하여 유전자 발현을 조절하는 CASK/TRB1/TSPYL2 전사 복합체]이며, 여러 뉴클레오솜 조절 복합체로 구성되어 있다. p53 의 상 CDKN1A 발현을 억제하여 증진을 억제한다. 유도 성장 자극 세포에서 상조절된다. 또한 세포의 TGFβ1 및 all-trans 레티노에이드 유도체 단백질 증, 가

: X 염색체활성화인자를 높게 나타낸 세포들은 본 도표의 점들을 이용하여 TSPYL2 단백질을 항체로 PTM: Ser-20 및 Thr-340 에 의한 새로운 기능을 저해할 수 있는 유성 세포를 선별할 수 있다. (NAP) 계열에 포함 세포내에서 유전자 발현 크로마틴에 존재하는 소위 핵분할 단백질 CASK와 상호작용 CASK, TRB1 및 TSPYL2 를 포함하는 복합체를 형성하여 조직 특이적인 표적에서 가장 높은 수준으로 간접적으로 가장 높은 수준으로 발현된다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



HeLa 세포에서 단백질 발현 분석을 수행했으며 1 차항체는 1:10000 으로 희석하여 사용하고 2 차항체는 1:10000 으로 희석하여 사용합니다.