

제품명: UBP49 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab19576

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%와 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	75kDa

항원 정보

유전자명	USP49
다른 이름	-
유전자 ID	25862.0
SwissProt ID	Q70CQ1
면역원	인간 단백질의 일부에서 유래한 합성 펩타이드

배경

축합성 유비탄 C-말 테오아이드 + H(2)O = 유비탄 + 테오 유점 펩타이드 C19 계열 속합 유점 UBP 형어 연광기 기틀 포함
축합성 유비탄 C-말 테오아이드 + H(2)O = 유비탄 + 테오 유점 펩타이드 C19 계열 속합 유점 UBP 형어 연광기 기틀 포함

