

**제품명: VRK2** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab19841**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오단백질 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	55kDa

## 항원 정보

유전자명	VRK2
다른 이름	VRK2; Serine/threonine-protein kinase VRK2; Vaccinia-related kinase 2
유전자 ID	7444.0
SwissProt ID	Q86Y07
면역원	이 항원은 인간 VRK2 에서 유한한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 171-220

## 배경


백시아린 키네제(VRK2) (Homo sapiens) 이 유전체는 사람 보우덴 단백질 키네제 백시아린 키네제(VRK) 계열 구성원입니다. 인자 보우덴 단백질 키네제 및 중체 구성을 조절하는 신호 전달 경로의 주요 구성원입니다. 이 유전자 변이는 질병과 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 대체로 이 유전체는 세포 내 위치 및 생물학적 기능에 다른 여러 변이체가 생성됩니다. [RefSeq] 제공 2014년 1월. 화학식: ATP + 단백질 = ADP + 인산화 단백질. 기능: 보우덴 키네제 기능은 유성 단백질 키네제 superfamily에 속함. CK1 Ser/Thr 단백질 키네제 계열 VRK 아족 유성 1 개의 단백질 키네제 domain을 포함

, 조특성 광학계합동 타이간 골류 채상 심상 말출이 별 및 고한세은 발을 보이다

## 연구 분야

신조달 단질안화 세강로유니카제 가카제

## 이미지 데이터



VRK2 항를 사용하여 Jurkat 세포를 이용하여 분석했다. 오른쪽은 합판이로 처리했다