

**제품명: WAVE1** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab19865**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산기방부제 N 0.02% 를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:20000-1:40000
분자량	70kDa

## 항원 정보

유전자명	WASF1 WASF1; KIAA0269; SCAR1; WAVE1; Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 1;
다른 이름	WASP family protein member 1; Protein WAVE-1; Verprolin homology domain-containing protein 1
유전자 ID	8936.0
SwissProt ID	Q92558
면역원	이 항원은 인간 WAVE1 에서 유한 항원 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위: 91-140

## 배경

이 유전자 코딩하는 단백질은 위켈트-알드리치 증후군(WASP) 계열이며 Rho 계열의 GTPase 인 Rac 의 하위 단계에서 막 지움형에 필요한 세포골격 조절 중 한 역할을 합니다. 이 단백질은 림프구에서



