

**제품명: ZC3H4** 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호: APRab20054**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제인 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	-

## 항원 정보

유전자명	ZC3H4
다른 이름	ZC3H4; C19orf7; KIAA1064; Zinc finger CCCH domain-containing protein 4
유전자 ID	23211.0
SwissProt ID	Q9UPT8
면역원	이 항체는 인간 ZC3H4 에서 유래한 항체를 사용하였습니다. 아민산 범위 771-820


## 배경

이 유전자는 CCCH(C-x8-C-x5-C-x3-H) 형의 아민산 잔기 도메인을 포함하는 단백질 구조를 암호화합니다. 이 아민산 잔기 도메인은 아민산 잔기를 조절하여 세포에서 단백질의 위치와 하위 단위를 결정하여 핵 내 결합을 합니다. 다른 몇몇 유전물은 전후 조절에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. [RefSeq 제 2011년 8월, PTM: DNA 손상 시안화되며, 예로 ATM 또는 ATR 에 의해 인산화될 수 있습니다. 유형 3 개와 C3H1 형의 아민산 잔기를 포함합니다.

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



과편에 포함된 유방 조직에 대한 C3H4 항체를 통한 면역조직화 분석은 조직 깊은 층에 많이 관찰된다.