

제품명: ZIP7 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab20112

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보르덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	50kDa

항원 정보

유전자명	SLC39A7
다른 이름	SLC39A7; HKE4; RING5; Zinc transporter SLC39A7; Histidine-rich membrane protein Ke4; Really interesting new gene 5 protein; Solute carrier family 39 member 7
유전자 ID	7922.0
SwissProt ID	Q92504
면역원	이 항원은 인간 SLC39A7 에서 유한한 단백질을 사용하여 생성되었습니다. 아미노산 범위 131-180

배경


이 유전자에 코딩된 단백질은 글리코사이드에서 질소를 운반한다. 이러한 운반체는 키 아미노산에 중합될 수 있으며, 그들은 암 전염에 관여할 수 있다. 따라서, 코딩된 단백질은 암 치료에 유용할 수 있다. 다클론 항체는 항원에 대해 특이성을 갖는다. [RefSeq 제 2014 년 1 월, 유성 ZIP 수형 (TC 2.A.5) 계열에서 KE4/Catsup 하위 계열이다. 조직형 주로 태반 폐 생장 조직에서

발행된다


연구 분야

신진대사 산다사 배양매질 경로및정 배양매질보안사 배양매질


이미지 데이터



293 세포, COLO 205 세포, COLO 205 세포를 SLC39A7 항체로 용해시킨 후 Western blot 분석했다. 오른쪽은 항체로 처리했다.



SLC39A7 항체로 용해 HUVEC 세포를 용해시킨 후 Western blot 분석했다.



ZIP7 단백질을 용해시킨 후 Western blot 분석. 약량은 1:20000로 하였다.