

제품명: ZNF262 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab20256

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비특이적
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글세롤 50%, 보오덴탈 0.5%, 산구방제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	175kDa

항원 정보

유전자명	ZMYM4
다른 이름	ZMYM4; KIAA0425; ZNF262; Zinc finger MYM-type protein 4; Zinc finger protein 262
유전자 ID	9202.0
SwissProt ID	Q5VZL5
면역원	이 항체는 인간 ZMYM4 에서 유래한 항원만을 용해성 단백질입니다. (아민산 번호 801-850)

배경


개체 간 변이를 포함하는 mRNA의 5'-UTR 영역은 HNRPD/AUF1 및 HSPB1/HSP27에 결합하는 CDIR(세포사멸 억제 RNA)에 의해 조절되는 다중 단백질 복합체를 형성할 수 있습니다. PTM: DNA 손상 ATM 또는 ATR에 의해 인산화된다. 유성 9 개 MYM 형이 변이를 포함한다. 조직 특이적 생식 기관 생장 및 배아 발달에 관여한다. 개체 간 변이를 포함하는 mRNA의 5'-UTR 영역은 HNRPD/AUF1 및 HSPB1/HSP27에 결합하는 CDIR(세포사멸 억제 RNA)에 의해 조절되는 다중 단백질 복합체를 형성할 수 있다. PTM:

DNA 손상 인자이며 ATM 또는 ATR 에 의해 알린다. 유성 9 개 MYM 형이 연광를 포함, 조특성 상과 골과 생및에서은 수준로 발된다.


연구 분야

-

이미지 데이터



과면세포인간 유방 조직에 대한 조직화 분석(ZMYM4 항체 사용, 오른쪽 그림은 항체로 차한 결과입니다.



HEK293 세포용물에 대한 DNA 분석을 행하였고, 1 차항는 1:10000 으로 하여 사용했고, 2 차항는 1:10000 으로 하여 사용했다.