

제품명: Rab5C 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01470

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.54mg/ml. 본 제품의 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	<i>Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.</i>
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤 0.01% 아지다나트륨 및 0.05% 보르덴릴
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200
분자량	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

항원 정보

유전자명	RAB5C
다른 이름	Ras-related protein Rab-5C; RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL
유전자 ID	5878
SwissProt ID	P51148
면역원	인간 RAB5C 의 재조합 단백질


배경

단백질 수준


연구 분야

실험자료


이미지 데이터



Rab5C 항(녹색)과 DAPI(청색)를 사용하여 A549 세포에서 Rab5C를 면역화하는 실험 결과



RAB5C 항을 사용하여 K562, C6, 3T3, HeLa 세포 용출액에서 RAB5C의 위치를 분석을 수행함



파라포틴인 단백 조직에 RAB5C 항을 이용한 조직화분을 하였다. 항원화하는 고온 조직의 염색을 pH 6.0 용액을 사용하였다.