

제품명: Oct-2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01501

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	단클론성
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다나톨, 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 51 kDa; Observed MW: 55 kDa

항원 정보

유전자명	POU2F2
다른 이름	POU2F2; OCT2; OTF2; POU domain; class 2; transcription factor 2; Lymphoid-restricted immunoglobulin octamer-binding protein NF-A2; Octamer-binding protein 2; Oct-2; Octamer-binding transcription factor 2; OTF-2
유전자 ID	5452
SwissProt ID	P09086
면역원	인 Oct-2의 합성 펩타이드


배경

8 염기도관(5'-ATTGTCAT-3')에 특이적으로 결합하는 전사 인자 면역글로빈 유전자 발현에 의해 조절되는 전사 인자이다.

연구 분야

후생학/핵산염

이미지 데이터



Oct-2 항을 사용하여 뇌 용출액에서 44106의 유단 발현을 수행함