

**제품명: AGPS** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe01632**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본 제품 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림릿 0.05% 보충액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 73 kDa; Observed MW: 73 kDa

## 항원 정보

유전자명	AGPS
다른 이름	ADAS; ADPS; RCDP3; ADAP-S; ADHAPS; ALDHPSY
유전자 ID	8540
SwissProt ID	O00116
면역원	인간 DHAP 항원의 재조합 단백질


## 배경

이 유전자는 FAD 결핍 환자와 전후 4 형기에 해당 유전자에 비정상적인 두 번째 대역이 관찰되는 환자(DHAP)의 유전자 발현을 확인하는 데 사용됩니다. 이 유전자는 FAD 결핍 환자와 전후 4 형기에 해당 유전자에 비정상적인 두 번째 대역이 관찰되는 환자(DHAP)의 유전자 발현을 확인하는 데 사용됩니다. 이 유전자는 FAD 결핍 환자와 전후 4 형기에 해당 유전자에 비정상적인 두 번째 대역이 관찰되는 환자(DHAP)의 유전자 발현을 확인하는 데 사용됩니다.


## 연구 분야

신경학

## 이미지 데이터



AGPS 항체를 사용하여 K562 세포 용출액에서 Alkyl-DHAP 합성의 위치를 분석을 수행했다



피넌에 포함된 결합 조직에 대한 Alkyl-DHAP 합성 항체를 이용한 조직화 분석은 뇌의 고온 조건에서 pH 6.0 용액에서 수행되었다.