





실험자료


## 이미지 데이터



ARPC2 항체를 사용하여 쥐 뇌, C6, 3T3, HeLa 세포 등에서 ARPC2의 위치를 분석을 수행했다.



ARPC2 항체와 DAPI(청색)를 사용하여 HeLa 세포에서 ARPC2(녹색)를 면역표지화한 결과



표본에 포함된 각 판 조직에 ARPC2 항체를 면역표지화 분석을 하였다. 항체화하는 과정은 조직의 균사체를 pH 6.0 용액을 사용하였다.