

제품명: BNIP3L 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01732

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.63mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보흐덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 24 kDa; Observed MW: 38 kDa

항원 정보

유전자명	BNIP3L
다른 이름	Adenovirus E1B19k binding protein B5; BNIP3a; BNIP3H; BNIP3L; BNIP3L protein; NIP3 like protein X; NIP3L; NIX
유전자 ID	665
SwissProt ID	O60238
면역원	인간 BNIP3L의 항원 펩타이드


배경

세포 사멸을 유도한다. 비아프시스 및 세포의 항사멸 단백질 상호작용자 BCL-2 및 BCL-XL 억제자를 결합할 수 있다. BCL-XL 발현 수준이 높으면 세포 사멸이 억제된다. 중앙 억제자로 작용할 수 있다. BNIP3L에 의해 유도되는 세포 사멸을 억제한다.


연구 분야

세포 생물학

이미지 데이터



BNIP3L 항체를 사용하여 Jurkat 세포 용출물에 BNIP3L의 위치 단백질 분을 수행합니다.



파편에 포함된 핵 염색에 BNIP3L 항체를 사용한 염색을 수행했다. 항원 복제는 고압 교반 조건에서 pH 6.0 용액을 사용했다.