

제품명: DAP1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01893

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 11 kDa; Observed MW: 11 kDa

항원 정보

유전자명	DAP
다른 이름	Death-associated protein 1; DAP-1
유전자 ID	1611
SwissProt ID	P51397
면역원	인간 DAP1 의 항원 펩타이드


배경

자주 사용되는 전사 인자 관련 단백질인 DAP1은 세포 사멸에 관여

연구 분야

세포분화

이미지 데이터



DAP1 항를 사용하여 MCF-7, C6, 3T3 세포 분화에서 DAP1 의 위치를 분석을 수행한다