

제품명: 인산화된 디스헤벨드 2(Ser143) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01912

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인산화
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배지에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다나트륨 및 0.05% 보호덴틸
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 79 kDa; Observed MW: 90-95 kDa

항원 정보

유전자명	DVL2
다른 이름	DSH homolog 2
유전자 ID	1856
SwissProt ID	O14641
면역원	표단백질 잔여하는 합성인화합물


배경

다음 Wnt 유전자에 의해 생성된 경로의 일부이다. 포즐(frizzled) 계열 단백질은 C-말에 결합하여 Wnt 신호를 생성하는 단백질로 작용하며, Wnt 신호 전달에 관여한다. Wnt 신호 전달 시 포즐 단백질 세포 내 유입 및 분해를 촉진한다.

연구 분야

줄기세포

이미지 데이터



K562 세포용물에 대한 Dishevelled 2(Ser143)에 대한 단백질 분획은 Dishevelled 2(Ser143) 항를 사용하여 확인됩니다.