

제품명: FANCB 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe01974

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB
반응성	인 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다, 투름 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 98 kDa; Observed MW: 98 kDa

항원 정보

유전자명	FANCB
다른 이름	Fanconi anemia complementation group B; FA2; FAB; FACB; FAAP90; FAAP95
유전자 ID	2187
SwissProt ID	Q8NB91
면역원	인 FANCB 의 항원 펩타이드


배경

FANCD2 유비쿼터스에 의한 DNA 복구 단백질

연구 분야

후유체 면역결핍

이미지 데이터



FANCB 항체를 사용하여 BT3 및 HeLa 세포 용출물에 FANCB의 위치 단백질 분석을 수행합니다.