

제품명: FUBP1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02009

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.45mg/ml. 본 제품 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보흐덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200
분자량	Calculated MW: 68 kDa; Observed MW: 74 kDa

항원 정보


유전자명	FUBP1
다른 이름	DNA helicase V; FBP; FUBP; Fubp1; Fubp4; FUSE-binding protein 1; HDH V
유전자 ID	8880
SwissProt ID	Q96AE4
면역원	인간 FUBP1의 합성 펩타이드

배경


MYC 프로타솜에 의한 단일 타겟 효소에 결합하여 MYC 발현 조절과 전사 활성에 대한 억제 역할을 모두 수행할 수 있습니다.

연구 분야


이미지 데이터




FUBP1 항체와 DAPI(파란색)를 사용하여 293 세포에서 FUBP1(녹색)의 면역표지화분을 수행했다.



FUBP1/FPB 항체를 사용하여 마우스 뇌 및 마우스 장에서 FUBP1/FPB 의 면역표지화분을 수행했다.



FUBP1/FPB 항체를 사용하여 Jurkat 및 C6 세포에서 FUBP1/FPB 의 면역표지화분을 수행했다.



FUBP1 항체를 사용하여 파파린과 인산염 염색을 사용하여 면역표지화분. 항원 특이성은 과염색을 방지하기 위해 pH 6.0 용액을 사용했다.

