

**제품명: HARS** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe02070**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론성
형태	액체
농도	0.4mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다나, 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 57 kDa

## 항원 정보

유전자명	HARS1
다른 이름	HRS; CMT2W; USH3B
유전자 ID	3035
SwissProt ID	P12081
면역원	인간 HARS 의 항원 펩타이드


## 배경

세질하단 tRNA 라이제아제 유전자에 관한 것이다.

## 연구 분야

면역

## 이미지 데이터



HARS 항를 사용하여 K562 및 HeLa 세포에서 HARS의 유단 분리를 수행합니다.