

제품명: Nesprin3 토끼 단일클론항체

카탈로그 번호: AMRe02333

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론항체
형태	액체
농도	0.18mg/ml. 본제품의 농도는 재조비에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림릿 0.05% 보흐덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 112 kDa; Observed MW: 112 kDa

항원 정보

유전자명	SYNE3
다른 이름	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341
유전자 ID	161176
SwissProt ID	Q6ZMZ3
면역원	인간 Nesprin3 의 재조합단백질


배경

LINC (해결사슬결합) 복합체 구성요소 핵막 세골을 연구하는 데 관련한다. LINC 복합체에 해당하는 핵세골은 핵을 통한 기계적 전달과 핵 이동 및 위치 결정에 중요한 역할을 한다. PLEC 단백질 결합하여 세골에 고정하는 역할을 하는 것으로 추정되는 양립 단백질이다. PLEC는 중추신경계에 풍부하다. PLEC는 핵막의 형태 조절에 관여하며, 핵막 미세구조를 유지하며 중추신경계 및 핵막에 풍부하다.

연구 분야

신호전달

이미지 데이터



Nesprin3 항체를 사용하여 Jurkat, HeLa 용액에서 Nesprin3의 위치를 분석