

제품명: 노달 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02348

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 40 kDa; Observed MW: 40 kDa

항원 정보

유전자명	NODAL
다른 이름	HTX5
유전자 ID	4838
SwissProt ID	Q96S42
면역원	인간 노달의 항원 펩타이드


배경

배양 조건에 중립성 및 수확 시점에 따라 달라집니다.

연구 분야

줄서본

이미지 데이터



C6, 3T3, HeLa 세포에서 Nodal 항체를 사용하여 Nodal의 위치를 확인하는 실험 결과