

제품명: P4HB 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02414

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스-글리세롤(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글리세롤 0.01% 아세트산 및 0.05% 보르네올
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 57 kDa

항원 정보

유전자명	P4HB
다른 이름	P4HB; DSI; ERBA2L; GIT; P4Hbeta; PDI; PDIA1; PHDB; PO4DB; PO4HB; PROHB
유전자 ID	5034
SwissProt ID	P07237
면역원	인간 P4HB의 항원 펩타이드


배경

이 단클론 항체는 항원 특이적이며, 세포에서 세포막 단백질의 분포를 연구하는 데 유용한 것으로 보인다.

연구 분야

타그 및 프로마커

이미지 데이터



P4HB 항을 사용하여 K562 및 C6 세포에서 PDIA2 의 단백질을 검출함