

제품명: PRPF4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02485

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다, 투름 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 58 kDa; Observed MW: 58 kDa

항원 정보

유전자명	PRPF4
다른 이름	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60
유전자 ID	9128
SwissProt ID	O43172
면역원	인간 PRPF4의 합성 펩타이드


배경

전사RNA(pre-mRNA) 스플라이싱에 관여한다. 스플라이싱의 경우 중핵 리보솜(U4/U5/U6) 및 snRNP 복합체와 연관되어 있다.

연구 분야

세포실험

이미지 데이터



PRPF4 항을 사용하여 K562, 3T3, HeLa 세포 등에서 PRPF4의 위치 단백질 분석을 수행했다.