

제품명: STAT6 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02641

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생쥐 햄스터
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림릿 0.05% 보충단질
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 94 kDa; Observed MW: 110 kDa

항원 정보

유전자명	STAT6
다른 이름	STAT6; Signal transducer and activator of transcription 6; IL-4 Stat
유전자 ID	6778
SwissProt ID	P42226
면역원	표적 단백질에 사용되는 합성 펩타이드


배경

STAT6는 STAT 계열의 일종이다. IL4 매개 신호전달에 중요한 역할을 한다. IL4의 항염증 효과를 담당하는 BCL2L1/BCL-X(L)의 발현을 유도한다.

연구 분야

신약개발

이미지 데이터



STAT6 항체를 사용하여 Jurkat, CHO-K1, HeLa 세포에서 STAT6의 단백질 발현을 확인했다