

제품명: 조직 인자 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02797

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.55mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림릿 0.05% 보충 단백질
정제	친상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 33 kDa; Observed MW: 45 kDa

항원 정보

유전자명	F3
다른 이름	F3; Tissue factor; TF; Coagulation factor III; Thromboplastin; CD antigen CD142
유전자 ID	2152
SwissProt ID	P13726
면역원	인간 조직 인자 재조합 단백질


배경

TF는 인자제 인자제 a 인자 합성을 촉매하는 역할을 합니다. [TF:VIIa] 복합체는 조직 인자 단백질을 통해 인자제 10 인자를 활성화합니다. TF는 세포 표면 수용체 단백질로서 인자제 인자제 전를 시험관외에서 인자제에 중추적인 역할을 합니다.


연구 분야

신약개발


이미지 데이터



마우스 및 랫브 뇌 용출액에서 조직인자항체를 사용하여 단백질을 분석을 수행했다.



HeLa, A549, MCF-7, U251, HL-60 세포 용출액에서 조직인자항체를 사용하여 조직인자 단백질을 분석했다.



과편에 포함된 뇌암 조직에 대한 조직인자항체를 용인 염색 후 분석. 항원복합체는 과편 조직의 균질체를 pH 6.0 용액 사용했다.