

제품명: RBM43 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe02817

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다, 투름 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

항원 정보


유전자명	RBM43
다른 이름	C2orf38
유전자 ID	375287
SwissProt ID	Q6ZSC3
면역원	인간 RBM43 의 재조합 단백질

배경

RNA 결합을 가능케 할 것으로 여겨집니다.

연구 분야

이미지 데이터



RBM43 항을 사용하여 HeLa 세포 용출액에 RBM43의 위치를 확인했습니다.