

**제품명: RASGRP1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe02827**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다, 투름 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 90 kDa; Observed MW: 90 kDa

## 항원 정보

유전자명	RASGRP1
다른 이름	V; RASGRP; hRasGRP1; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII
유전자 ID	10125
SwissProt ID	O95267
면역원	인간 Rasgrp1 의 합성 펩타이드


## 배경

칼슘 및 아데닐산염(DAG) 조절 클러스터링 인자 1은 조영제 결합 GDP 를 GTP 로 교환시켜 Ras 를 활성화시킵니다.

## 연구 분야

실험

## 이미지 데이터



A549, HL-60, U251 세포에서 RASGRP1 항체를 사용하여 Rasgrp1의 웨스턴 블롯 분석을 하였다.