

**제품명:** 비드 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호:** AMRe02915

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 비드 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.51mg/ml. 본 제품의 농도는 재조비에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스 클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림릿 0.05% 보호 단백질
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 22 kDa; Observed MW: 22 kDa

## 항원 정보

유전자명	BID
다른 이름	FP497; MGC15319; MGC42355; BID
유전자 ID	637
SwissProt ID	P55957
면역원	인간 Bid 의 합성 펩타이드


## 배경

주요 단백질은 p15 BID는 세포 주기 조절에 관여하는 단백질이다. 이 단백질은, 이 단백질은, 이 단백질은 CE 유전체에서 발견된 단백질이다. 이 단백질은 세포 주기 조절에 관여한다. Bcl-2의 보호 효과를 억제한다.


## 연구 분야

세포 생물학


## 이미지 데이터



Bid 항체와 DAPI(파란색)를 사용하여 HeLa 세포에서 Bid(녹색)를 면역표지화 분석한 결과



Bid 항체를 사용하여 HeLa, A549, HL-60 세포 등에서 Bid의 위치를 분석할 수 있었다



Bid 항체를 용매와 핀에 대한 조직 면역조직화 분석 항원 특이성 과민 조건을 구별하는 pH 6.0 용액을 사용했다