

제품명: HDLBP 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe03021

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다나, 투름 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 141 kDa; Observed MW: 141 kDa

항원 정보

유전자명	HDLBP
다른 이름	HBP; VGL; PRO2900
유전자 ID	3069
SwissProt ID	Q00341
면역원	인간 HDLBP 의 항원 펩타이드


배경

세포 스트레스에 관여하는 것으로 보인다.

연구 분야

실험결과

이미지 데이터



Hela, A549, HL-60, U251, U87-MG 세포에서 HDLBP 항체를 사용하여 HDLBP의 위치를 분석을 하였다.