

제품명: RGS6 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe03185

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘기
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다, 투름 및 0.05% 보호덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 54 kDa; Observed MW: 54 kDa

항원 정보


유전자명	RGS6
다른 이름	regulator of G protein signaling 6; GAP; S914; HA117
유전자 ID	9628
SwissProt ID	P49758
면역원	인간 RGS6의 항원 펩타이드

배경

G 단백질 결합 수용체 신호 전달 경로를 조절합니다.

연구 분야

이미지 데이터



RGS6 항를 사용하여 A549, HL-60, U2OS 세포에서 RGS6의 위치를 분석하였다.