

**제품명: SPAK** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe03210**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.68mg/ml. 본 제품의 농도는 재조비에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다나, 트롬빈 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 59 kDa; Observed MW: 65 kDa

## 항원 정보

유전자명	STK39
다른 이름	STK39; SPAK; STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase; Ste-20-related kinase; DCHT; Serine/threonine-protein kinase 39
유전자 ID	27347
SwissProt ID	Q9UEW8
면역원	인 SPAK 의 항원 펩타이드


## 배경

스파이크 단백질은 신의 매개체 역할을 할 수 있다.


## 연구 분야

신호 전달 단백질인 SPAK의 세포막에 대한 세포막 단백질

## 이미지 데이터



SPAK 항체를 사용하여 HeLa, A549, HL-60, U2OS 세포 용출액에 SPAK의 위치를 분석하였다.



SPAK 항체를 사용하여 세포막에 대한 SPAK의 면역조직화 분석. 항원 특이성은 고온 조건(구아니티움 pH 6.0) 용출을 사용하였다.