

제품명: 예스 1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe03958

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르나트을 함유한 액체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW:61 kDa;Observed MW: 61 kDa

항원 정보

유전자명	YES1
다른 이름	YES1; YES; Tyrosine-protein kinase Yes; Proto-oncogene c-Yes; p61-Yes
유전자 ID	7525
SwissProt ID	P07947
면역원	인간 Yes1의 합성 펩타이드

배경

MCP/CD46 을 인산화시켜 세포 접착을 촉진한다

연구 분야

실험결과

이미지 데이터

Yes1 항을 사용하여 SW480 및 Jurkat 세포에서 Yes1의 위치를 분석했다

