

제품명: INTS10 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe03965

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스 클렌스 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르네올을 함유한 액체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW:82 kDa; Observed MW: 82 kDa

항원 정보

유전자명	INTS10
다른 이름	integrator complex subunit 10; INT10; C8orf35
유전자 ID	55174
SwissProt ID	Q9NVR2
면역원	인간 INTS10 의 항원 펩타이드

배경

소형 RNA (snRNA) U1 및 U2 전사에는 5' B'-box 인접 부위에 관여하는 복합체 Integrator (INT) 복합체가 필요

연구 분야

이미지 데이터

HeLa 및 Jurkat 세포를 사용하여 INTS10 항체를 INTS10 단백질 분획했다

