

제품명: 플렉신 A1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe04017

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml. 본제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르산 함유한 액체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, FC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW:211 kDa; Observed MW: 211 kDa

항원 정보

유전자명	PLXNA1
다른 이름	NOV; NOV; Plexin-A1; Plexin1; PlexinA1; PLXN1; Plxna1
유전자 ID	5361
SwissProt ID	Q9UIW2
면역원	인간 플렉신 A1의 합성 펩타이드

배경

축삭 유류 침적성 및 세포 이동에 중요한 역할을 합니다.

연구 분야

신경학

이미지 데이터

K562 세포에서 Plexin A1 항체를 사용하여 Plexin A1의 위치를 분석하는 실험 결과입니다.

