

**제품명: DAZAP1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe04071**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론 항체
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 아지다 트림 및 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa

## 항원 정보

유전자명	DAZAP1
다른 이름	Deleted in azoospermia-associated protein 1
유전자 ID	26528
SwissProt ID	Q96EP5
면역원	인간 DAZAP1 의 재조합 단백질


## 배경

DAZ 관련 단백질

## 연구 분야

후유체 면역 반응

## 이미지 데이터



DAZAP1 항를 사용하여 K562, C6, 3T3, HeLa 세포 용출액에서 DAZAP1의 유존 여부를 확인하였다.