

**제품명: AMPK 알파(14Y14) 토끼 단클론 항체**

**카탈로그 번호: AMRe06840**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클렌스 (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 산형방부제 N 및 0.05% 보존제에 함유되어 있습니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IP 1:20-1:50
분자량	64,62kDa

## 항원 정보

유전자명	PRKAA2
다른 이름	-
유전자 ID	5563.0
SwissProt ID	P54646
면역원	인간 AMPK 알파2 의 재조합 단백질


## 배경

-

## 연구 분야

신경학

## 이미지 데이터



AMPK alpha 1/2 항(1:500 희석)을 사용하여 Jurkat 세포에서 AMPK alpha 1/2 를 Western blot으로 검출함