

제품명: CD73(7F5) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe08448

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IF-P
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인산염 완충 용액 (pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산화방지제 N 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서 , 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:100-1:200, IF-P 1:100-1:200
분자량	63kDa

항원 정보

유전자명	NT5E
다른 이름	5' nucleotidase (CD73); 5' nucleotidase precursor; 5' nucleotidase; ecto; 5NTD; CD73; CD73 antigen; E5NT; Ecto 5' nucleotidase; Ecto-5'-nucleotidase; NT5E; NTE;
유전자 ID	4907.0
SwissProt ID	P21589
면역원	인간 CD73 의 항원 펩타이드


배경

세포의 뉴클레오타이드를 핵산 뉴클레오타이드로 전환합니다. AMP, NAD 및 NMN 뉴클레오타이드를 대체할 수 있습니다.

연구 분야

신약개발

이미지 데이터



A375 세포에서 CD73 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석