

제품명: DCTN3(16M8) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe09852

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG는 인산염 완충 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산형 방부제 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서, 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:50-1:200, ICC/IF 1:1000-1:10000
분자량	21kDa

항원 정보

유전자명	DCTN3
다른 이름	DCNT22; DCTN22; Dctn3; dynactin 3 (p22); dynactin light chain; Dynactin subunit 3; p22;
유전자 ID	11258.0
SwissProt ID	O75935
면역원	인간 DCTN3의 항원 펩타이드


배경

이 항체는 항원 특이적이며 특이적으로 결합할 수 있습니다. 이 항체는 항원 특이적이며 특이적으로 결합할 수 있습니다.

연구 분야

-

이미지 데이터



SH-SY5Y 세포에서 DCTN3 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석