

**제품명: ERp72(5U2) 토끼 단클론 항체**

**카탈로그 번호: AMRe10615**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	묘
적용	WB,IHC,IF-P
반응성	인, 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클렌(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 산형방부제 N 및 0.05% 보존제에 담겨 공급됩니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:50-1:100, IF-P 1:50-1:100
분자량	73kDa

## 항원 정보

유전자명	PDIA4
다른 이름	-
유전자 ID	9601.0
SwissProt ID	P13667
면역원	인 ERp72의 합성 펩타이드


## 배경

-

## 연구 분야

신호 전달

## 이미지 데이터



ERp72 항체(1:1000 희석)를 사용하여 PC-3 세포 용출물에 ERp72를 웨스턴 블롯으로 검출한다.